



ReSound GN

As pessoas com perda de audição são o centro de tudo o que fazemos porque sabemos que elas depositam sua confiança em nós. Essa é a razão pela qual nós não paramos de desenvolver novas tecnologias, com qualidade inquestionável, por mais de 150 anos, para otimizar o envolvimento, a conexão e o protagonismo dessas pessoas, transformando suas vidas com o poder da audição.

A ReSound é parte do Grupo GN, pioneiro em uma qualidade sonora de excelência proveniente dos aparelhos auditivos da ReSound e dos dispositivos de áudio da Jabra. O Grupo GN foi fundado em 1869, emprega mais de 5.000 pessoas e está listado na NASDAQ OMX de Copenhague.

Saiba mais sobre como o ReSound ENZO Q é muito mais do que somente potente em **resound.com.br**

 facebook.com/resoundbrasil

 instagram/resoundbrasil

 linkedin.com/gnhearingdobrasil

GN HEARING DO BRASIL

Rua do Paraíso, 139

6º, 8º e 9º andares

CEP 04103-000- São Paulo - SP

Tel.: (11) 3016 8350

resound.com.br

© 2020 GN Hearing A/S. Todos os direitos reservados. ReSound é uma marca registrada da GN Hearing A/S. Apple, o Apple logo, iPhone, iPad e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google LLC. O Bluetooth é uma palavra marca e seus logos são marcas registradas e de posse da Bluetooth SIG, Inc.





Muito mais do que apenas potente



ReSound GN



ReSound ENZO Q™

A solução auditiva completa
para perdas auditivas severas
à profundas

GN Making Life Sound Better
FOR 150 YEARS





ReSound ENZO Q - além da potência

A confiança começa com uma experiência auditiva que seja confiável, sem incômodos, em que todos os sons ao seu redor sejam claros e confortáveis.

ReSound ENZO Q, nosso novo aparelho auditivo super power Premium-Plus, vai além da potência para oferecer uma solução auditiva completa. Imagine andar pela cidade, atravessar uma rua com trânsito, transmitir áudio,

**SOM DE ALTA QUALIDADE, CLARO
E CONFORTÁVEL**

**CONECTIVIDADE E TRANSMISSÃO
DE ÁUDIO AINDA MELHORES**

**TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL, PARA
SE AJUSTAR ÀS SUAS PREFERÊNCIAS**

**SUORTE REMOTO CONVENIENTE
E EM TEMPO REAL**

**COMPLEMENTA-SE PERFEITAMENTE
AOS IMPLANTES COCHLEAR**



atender uma ligação, conversar em um café cheio ou em uma festa - e ouvir um som limpo, de alta qualidade. Você pode aproveitar a atmosfera e ouvir os detalhes da conversa e os tons musicais. Mesmos os sons altos desconfortáveis, se tornam confortáveis. Com o cenário completo, você pode alcançar seu total potencial - e ainda com um cuidado auditivo remoto e em tempo real, quando e onde você precisar.





Som de alta qualidade, claro e confortável

Perdas auditivas severas a profundas requerem uma solução auditiva completa, que vá muito além da potência. ReSound ENZO Q foi criado com a tecnologia mais avançada, para que você possa aproveitar um som claro e confortável, diversas opções de conectividade, e uma bateria que dura 20% mais, se comparado com o ReSound ENZO 3D™.

EXPERIENCIE O PODER DA CLAREZA

Sons claros são muito importantes. Personalize sua experiência auditiva para atender às suas preferências - e sinta-se confiante ao ter certeza que, mesmo quando o volume do seu aparelho auditivo for aumentado, não acontecerá assobios ou barulhos estridentes.





60%
melhor em
entendimento
de fala no ruído

Pesquisas mostram que pessoas com perda auditiva severa à profunda experienciaram 60% de melhora em entendimento de fala em sua frente em condições de ruído, com a nossa tecnologia.*



MELHOR AUDIÇÃO NO RUÍDO

É preciso esforço e energia ao tentar ouvir em ambientes com ruído. ReSound ENZO Q te ajuda, de forma inteligente, a ouvir do jeito que você gosta, sem te privar dos sons ao seu redor. Acompanhe conversas em grupo e ouça da onde vêm os sons ao seu redor, enquanto você foca na fala e em outros detalhes sonoros.

*Microfones direcionais comparados aos microfones omnidirecionais.





SONS DESCONFORTÁVEIS SE TORNAM CONFORTÁVEIS

Altos níveis de amplificação para se sentir conectado e assegurar que os sons do ambiente estão bons. Entretanto, alguns ruídos desagradáveis amplificados são cansativos.

ReSound ENZO Q acerta o balanço perfeito. Ele detecta os seus ambientes e automaticamente ajusta, para os níveis certos, o volume e as configurações de ruído. Os sons ambientais que poderiam incomodar, como água caindo ou o barulho do trânsito, se tornam confortáveis e audíveis. Nossa tecnologia também elimina os sons particularmente altos e estridentes, como chaves caindo em cima de uma mesa ou aplausos de uma plateia.

A DIFERENÇA DA RESOUND

É um privilégio poder desenvolver aparelhos auditivos confiáveis para pessoas com perda auditiva severa à profunda, porque nós sabemos que os aparelhos auditivos são parte fundamental da sua vida. ReSound ENZO Q tem o poder - e muito mais - para superar as suas expectativas.






89%
dos sons altos e
repentinos são
mais confortáveis

Com os aparelhos auditivos
ReSound, usuários
classificaram os sons altos,
como marteladas
ou bateção de garrafas,
serem 89% mais suaves.





Totalmente personalizável para atender às suas preferências

Você define o ritmo com os aparelhos auditivos ReSound ENZO Q. Eles automaticamente se ajustam aos sons do seu ambiente, e então você pode personalizar, ainda mais, os detalhes da sua experiência auditiva com o aplicativo ReSound Smart 3D, diretamente do seu celular.

O aplicativo te dá controle de forma rápida e fácil. Deslize e selecione dentre os programas e sons otimizados, como foco na fala e redução de ruído, para ajustar-se ao seu ambiente do momento.





“CARROSSEL” DE PROGRAMAS

Deslize entre os programas ambientais: Geral, Restaurante, Música ou Ambiente Externo, o que mais refletir onde você está.

OTIMIZADOR SONORO

Utilize as barras, filtros e botões rápidos para melhorar o foco na fala, reduzir o ruído, e ajustar graves, médios e agudos.

GEOLOCALIZAÇÃO

Salve suas configurações de som favoritas. Ou até mesmo insira as configurações favoritas de localização específica, para que elas se ativem automaticamente da próxima vez que você estiver neste mesmo local.





PROCURAR O MEU APARELHO AUDITIVO

Se você não sabe onde deixou seus aparelhos auditivos, você pode verificar a última localização ativa em um mapa.



ALÍVIO DO ZUMBIDO

Ajuste facilmente o nível dos sons da terapia de alívio do zumbido, sem alterar o volume dos seus aparelhos auditivos, por meio do nosso aplicativo.





Conectividade e transmissão direta ainda melhores

Transmita diretamente a partir de dispositivos iOS ou Android* para seus aparelhos auditivos, e aproveite um som claro, confortável e de alta qualidade. Fazer uma ligação, assistir TV, ou ouvir música, é simples como utilizar fones de ouvido sem fio.

* Android versão 10 com Bluetooth versão 5.0 e com a configuração ASHA.



50%
de melhor
entendimento
de fala com a
ReSound

Pesquisas mostram que quando os usuários transmitem para aparelhos auditivos ReSound, eles podem entender, em média, 50% mais da conversa ao comparado com uma ligação sem transmissão.

BOBINA TELEFÔNICA

ReSound ENZO Q também possui bobina telefônica, o que te permite conectar-se em sistemas de som de loop. Aproveite sons amplificados, entregues diretamente em seus aparelhos auditivos em ambientes públicos, como museus, leituras ou teatros.





Acessórios wireless para facilitar a vida

No trabalho ou no dia de folga, os acessórios wireless ReSound podem te ajudar em situações de escuta desafiadoras, desde a TV até em ambientes com ruídos, ou uma conversa em grupo agitada. Os acessórios trabalham juntos, como um sistema inteligente, que oferece uma experiência auditiva sem igual.



ReSound Multi Mic

Conecta-se a sistemas de áudio e sistemas FM. Esse microfone se prende à roupa da pessoa com quem você está conversando. Você também usá-lo como microfone de mesa, para conversas em grupo.



ReSound Transmissor de TV 2

Transmita o som da sua TV diretamente para seus aparelhos auditivos. Seu volume pode ser ajustado e configurado independentemente do volume ajustado por outras pessoas (que também estão assistindo à TV), utilizando uma das opções de Controle Remoto da ReSound.



ReSound Phone Clip+

Prenda-o em sua roupa para fazer ligações claras, emudecer o som ambiente, ou transmitir música e áudio a partir de qualquer dispositivo ou telefone com Bluetooth.



ReSound Controle Remoto

Pequeno com grandes e bem localizados botões, esse acessório é ideal para ajustar o volume do aparelho auditivo e trocar entre os programas, de maneira rápida e discreta.



ReSound Controle Remoto 2

Controle de volume e configurações de programa de forma fácil, emudecer o som e verificar todos os seus acessórios de conectividade wireless e suas configurações, em uma tela.

*Necessária sapata FM.





ReSound Assist te dá ainda mais opções para se manter em contato com o seu fonoaudiólogo e receber ajuda e suporte, que se adaptam às suas preferências e agenda.

CUIDADO AUDITIVO ONLINE E VIA CHAMADA DE VÍDEO

O novo ReSound Assist Live somado ao aplicativo ReSound Smart 3D, possibilita ter atendimento via chamada de vídeo em qualquer lugar. Utilize o aplicativo para agendar um atendimento via chamada de vídeo com o seu fonoaudiólogo para ajustar os seus aparelhos auditivos, remotamente.






AJUSTES EM QUALQUER LUGAR

Em casa, no trabalho, de férias, o ReSound Assist também permite que você solicite assistência ao seu fonoaudiólogo e que você receba os novos ajustes para fazer download, tudo pelo aplicativo ReSound Smart 3D.

Você pode enviar uma avaliação de satisfação para seu fonoaudiólogo, para que ele saiba qual seu nível de satisfação com os novos ajustes.

Sempre receba a melhor experiência de cuidados auditivos com o ReSound Assist e ReSound ENZO Q.





Complementa-se perfeitamente aos implantes Cochlear™

Pessoas com implante coclear em uma orelha, podem experienciar grandes benefícios com um aparelho auditivo adaptado na outra orelha. O implante Cochlear e o aparelho auditivo ReSound ENZO Q, ou outro modelo de aparelho auditivo ReSound, criam uma solução bimodal complementar que pode ajudar no reconhecimento de fala no ruído - incluindo a localização sonora - enquanto oferecem uma qualidade sonora superior, entre outros benefícios, quando comparado à utilização do implante coclear sozinho.

CONEXÃO E TRANSMISSÃO PARA UMA EXPERIÊNCIA BIMODAL COMPLETA

ReSound e Cochlear compartilham a mesma tecnologia wireless, então você pode transmitir, simultaneamente, diretamente para seu implante Cochlear e aparelho auditivo ReSound, a partir de qualquer dispositivo iOS ou Android que seja compatível, ou utilizando os acessórios wireless*. Com mais som às duas orelhas e qualidade sonora superior, quando comparado a utilizar somente o implante coclear, você pode atender ligações, aproveitar sua música favorita ou séries de TV, ou conversar mais facilmente com alguém em um restaurante cheio.



Smart Hearing Alliance

A Smart Hearing Alliance, uma colaboração única entre Cochlear e ReSound, torna fácil a solução bimodal para você.



Busque aconselhamento do seu médico sobre tratamentos para perda auditiva. Os resultados podem variar, e o seu médico irá te aconselhar sobre todos os detalhes. Sempre leia as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Cochlear, Ouça agora. E sempre. Nucleus, Kanso, Baha, o logo espiral, e as marcas com os símbolos R ou TM, são marcas registradas da Cochlear Limited ou Cochlear Bone Anchored Solutions AB.



* Para informações de compatibilidade e dispositivos, acesse cochlear.com/compatibility e resound.com/br/compatibility.

1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears. *Ear Hear* (2004 Feb); 25, 9–21.
2. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. *Acta Otolaryngol* (2012 Jun); 132, 1084–1094.
3. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). *J Am Acad Audiol* (2009 Jun); 20, 353–373.
4. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). *Eur Arch Otorhinolaryngol* (2015 Nov); 272, 3209–3215.
5. Preliminary data on file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].





Elegante,
confiável
e robusto



Conheça todos os modelos em
resound.com.br





Não importa o quão ativo você seja, você pode se assegurar que o ReSound ENZO Q é resiliente e robusto, e foi criado para se adequar a todas as demandas de todos os usuários.

Um modelo BTE com uma boa duração de bateria - uma grande vantagem quando considerada a transmissão de áudio - e opções de cores, para mais combinar com seu estilo.

Nós sabemos que você necessita dos seus aparelhos auditivos. Por isso, cada aparelho auditivo ReSound ENZO Q é tratado com uma camada de proteção chamada iSolate nanotech, que repele água, cera e detritos, protegendo todos os elementos eletrônicos que o compõe.



Super Power
SP BTE 98

CORES

DISPONÍVEL



Medium
Blonde

SOB ENCOMENDA



Sterling
Grey



Silver



Pearl
White



Anthracite



Black



Beige



Light
Blonde



Dark
Brown



Glossy
Black

